

BÄRENSTARK!

Schnelle Hilfe



Top-Angebot!

3 Flaschen
nur



504613

Augenspülflasche sofort einsatzbereit

- **Sichere Anwendung** - Augenlider bleiben während des gesamten Spülvorgangs geöffnet
- **Gleichmäßige und weiche Spülung** durch ergonomische Formgebung
- Flaschen ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- sterile Natriumchlorid-Lösung 0,9 %
- Spülzeit ca. 5 min. pro Flasche
- Inhalt 500 ml

>> Weiter Ausführungen und Augenspülplan
finden Sie auf Seite 779.